

Kit di estrazione
stampo-guidata
per revisione dell'anca

GOMINA
SWISS QUALITY





Novità da Gomina

Per la prima volta Gomina è riuscita a sviluppare un kit di estrazione che consente di effettuare una revisione di protesi d'anca praticamente senza perdita di tessuto osseo. Grazie a tecnologie di produzione innovative è possibile fabbricare scalpelli indeformabili con raggi specifici a seconda dell'impianto. I taglienti affilati degli scalpelli, realizzati con precisione, si basano sul decennale know-how di Gomina e consentono una separazione accurata tra osso e impianto grazie al ricorso a uno stampo guida.

L'impugnatura di nuova concezione con dispositivo di bloccaggio rapido presenta diverse posizioni di bloccaggio per gli scalpelli e convince per il suo design ergonomico. Scalpelli e impugnatura sono perfettamente abbinati tra loro e garantiscono la massima trasmissione della forza durante l'uso. L'innovativo kit di estrazione all'avanguardia di Gomina semplifica il lavoro dei chirurghi e accorcia i tempi dell'intervento.

A tutto beneficio dei pazienti.

Distributore per l'Italia

NEW-MED Piazza Santa Maria, 18, 26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel. +39 0371 752 374, info@new-med.eu, www.new-med.eu



www.gomina.ch